



hekaDrill




MASSIMA PRECISIONE

Innovazione e precisione sono i principi guida che hanno permesso di creare hekaDrill




Le caratteristiche principali sono:

- Motore ad alta velocità - fino a 85,000 rpm. Permette un controllo di elevata coppia / bassa velocità (min. 200 rpm)
- L'avanzato controllo del motore assicura comfort al chirurgo durante l'uso prolungato, con un surriscaldamento minimo.
- Lunghezza fresa regolabile.
- Il pedale senza fili opera utilizzando una rete sicura crittografata, garantendo all'utente una maggiore protezione.
- Funzione di accelerazione e di rallentamento regolabili.



Una singola fresa rotante permette 5 possibili posizioni di esposizione, offrendo una totale flessibilità e costi ridotti di stoccaggio.

MANIPOLO ELETTRICO E ATTACCHI

MANIPOLO	Codice d'ordine	Modello	Descrizione	Velocita' rpm
	103347	HDS-121	Lunghezza cavo 4m	200 - 85,000
	103352	HDS-122	Controllo a leva	200 - 85,000
	104184	Leva		
ATTACCHI PER FRESA DRITTA	Codice d'ordine	Modello	Lunghezza - mm	Dimensione fresa - mm
	103360	S-C07	70	2.38
	103383	S-C10	100	2.38
	103394	S-C15	150	2.38
	103409	S-DO9	90	3.18
	103414	S-D14	140	3.18
	103438	S-D26	260	3.18
SOTTILE	104035	S-C07S	70	2.38
	104056	S-C10S	100	2.38
	104312	S-C12S	120	2.38
	104062	S-C15S	150	2.38
ANGOLATA	103446	A-C07	70	2.38
	103451	A-C10	100	2.38
	103467	A-C15	150	2.38
	103472	A-D14	140	3.18
SOTTILE	104070	A-C07S	70	2.38
	104081	A-C10S	100	2.38
	104320	A-C12S	120	2.38
	104097	A-C15S	150	2.38
MODULARE ANGOLATO	104159	A-M01	Attacco modulare angolato	
				
CRANIOTOMO	103508	C-C09	90	(Piccolo) 2.38
	103480	C-C10	100	(Medio) 2.38
	103495	C-D12	120	(Grande) 3.18
TAGLIA METALLI	104137	M-DO6	-	3.18
				
ATTACCO PERFORATORE	103519	P-P01	Hudson	1,000
				
	Usato con HDS-121 a 72,000 rpm			


Solo per ordini speciali

103686 La chiave per il sistema di bloccaggio e' fornita con il mani-polo (per HDS-12x)

Richiedete il catalogo 2677 per la nostra gamma di frese rotanti



Descrizione	Modello	Codice d'ordine
Centralina - senza irrigazione	PC-120	103305
Centralina - con irrigazione	PC-121	103318



L'avanzata centralina di alimentazione dell'hekaDrill e' disponibile con o senza irrigazione e offre numerose funzioni :

- Funzionamento simultaneo di due manipoli.
- Funzionalità di accelerazione e di rallentamento regolabili.
- Controllo d'irrigazione integrato con modalità anti-goccia.
- 200+ profili utenti possono essere registrati e facilmente accessibili.
- I led della porta di collegamento, si illuminano per indicare lo stato del manipolo.

IRRIGAZIONE E PEDALE

KIT D'IRRIGAZIONE STERILE



Kit d'irrigazione sterile.
Confezione da 5
Codice d'ordine: S101461

PEDALI



- Pedali disponibili sia cablati che senza fili.
- Il pedale wireless opera utilizzando una rete sicura per una protezione completa.
- Selezione uscita di alimentazione A o B.
- Il pedale si illumina per garantire un facile rilevamento.

	Modello	Codice d'ordine
Cablato	MFP-120	103556
Senza fili	MFP-121	103562



Cavo di 4 metri per collegare o caricare i pedali tramite console di alimentazione.

Codice d'ordine
103597

ALIMENTAZIONE

Modulo elettrico a cavo
lunghezza 3 metri.
Specificare Codice d'ordine

UK	8290
Euro	8300
US/Canada	8310
Australia/New Zealand	8320
Svizzera	14700
Brasile	21340



MANIPOLO	Codice d'ordine	Modello	Velocità rpm
----------	-----------------	---------	--------------



103339	HDS-111	100,000
--------	---------	---------

Il manipolo HDS-111 accetta tutti gli attacchi diretti, angolati e il craniotomo

PERFORATORE	Codice d'ordine	Modello	Velocità rpm	Pressione esercitata
-------------	-----------------	---------	--------------	----------------------



103524	P-P02	850	7 bar	
Utilizza mandrino Hudson				

COMANDO PEDALE	Codice d'ordine	Modello	Ingresso pedale	Uscita pedale
----------------	-----------------	---------	-----------------	---------------



14900	FV-220	Tubo integrale di 3 metri con sonda MA7	Accetta tubi 'wash assist' delle misure sotto
-------	--------	---	---




3 metri di lunghezza - Codice d'ordine 103535
 4 metri di lunghezza - Codice d'ordine 103803
 5 metri di lunghezza - Codice d'ordine 103816



Tappo di lavaggio da usare con HDS-111/ P-P202
 Codice d'ordine 9950

CASSETTE E INSERTI DI STERILIZZAZIONE

CASSETTE E INSERTI DI STERILIZZAZIONE



STRUMENTI DEL SISTEMA ELETTRICO

Codice d'ordine: 103610
Include coperchio, container, vassoio per sistema elettrico e vassoio per accessori.

Il vassoio manipolo accetta:

- 1 manipolo HDS-12X
- 1 perforatore P-P01
- 1 cavo elettrico
- 1 chiave

Il vassoio accessori accetta:

- 5 attacchi
- 1 chiave

STRUMENTI PER SISTEMA PNEUMATICO

Codice d'ordine 103629
Include coperchio, container, vassoio per sistema pneumatico e vassoio per accessori.

Il vassoio manipolo accetta:

- 1 manipolo HDS-111
- 1 perforatore P-P02
- 1 cavo per sistema pneumatico
- 1 chiave

Il vassoio accessori accetta:

- 5 attacchi
- 1 chiave

SOLO CASSETTA E INSERTO

Cassetta e coperchio in filo
Codice d'ordine: 103944

Inserto per sistema elettrico
Codice d'ordine: 103953

Inserto per sistema pneumatico
Codice d'ordine: 103989

Inserto per attacchi frese
Codice d'ordine: 103966

REGNO UNITO (SEDE INTERNAZIONALE)

De Soutter Medical Limited
Halton Brook Business Park, Weston Road,
Aston Clinton, Aylesbury, Bucks HP22 5WF
Tel: +44 (0) 1296 634 000
Email: info@de-soutter.com

AUSTRALIA

De Soutter Medical Australia Pty Ltd
2/12-14 Apollo Drive, Hallam
Victoria 3803
Tel: +61 (0) 3 9702 4441
Email: australia@de-soutter.com

AUSTRIA

De Soutter Medical Austria
Hauptstrasse 122-124/Büro 01
3420 Kritzensdorf
Tel: +43 (0) 2243 239000
Email: austria@de-soutter.com

BELGIO

De Soutter Medical Belgium
Bessemersstraat 14
3620 Lanaken
Tel: +32 (0) 89/47 15 37
Email: belgium@de-soutter.com

FRANCIA

De Soutter Medical France
1 252 Avenue du Parc des Expositions
33260 La Teste de Buch
Tel: +33 (0) 5 56 54 89 36
Email: france@de-soutter.com

GERMANIA

De Soutter Medical Deutschland
Bahnhofstraße 4
D-66625 Nohfelden
Tel: +49 (0) 68 52-99 12 46
Email: deutschland@de-soutter.com

ITALIA

De Soutter Medical Italia
Località Fornace SNC
27022 Casorate Primo - PV
Tel: +39 (0) 2 9009 4098
Email: italy@de-soutter.com

OLANDA

De Soutter Medical Nederland
Gelderlandhaven 2X
3433 PG Nieuwegein
Tel: +31 (0) 85 0491480
Email: nederland@de-soutter.com

STATI UNITI D'AMERICA

De Soutter Medical USA, Inc.
224 Rolling Hill Road, Suite 12A
 Mooresville, NC 28117
Tel: +1 (704) 655 9040
Email: usa@de-soutter.com

deSoutter
MEDICAL

DISTRIBUITO DA DE SOUTTER MEDICAL,
FABBRICATO DA ZETHON